

BASICS* Blue & BASICS* White



Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe

DIE KOSTENGÜNSTIGE WAHL MIT NITRIL-SCHUTZ UND TRAGEKOMFORT

Die BASICS* Blue & BASICS* White Nitril-Untersuchungshandschuhe sind dünner, leichter und ökonomischer als Standard-Nitrilhandschuhe.

Die Handschuhe sind für eine Vielzahl an Maßnahmen geeignet und stellen einen idealen Ersatz für Vinyl- und Latex-Untersuchungshandschuhe dar. Sie bieten beim Gebrauch sowohl Tragekomfort als auch den angemessenen Barrierschutz.



**GUTE GRÜNDE, UM MIT DEN
BASICS* HANDSCHUHEN
ENTSPANNT ZU ARBEITEN:**

- Für ein breites Spektrum an Maßnahmen geeignet
- Vermeidung von Latexallergien

BASICS* Blue & BASICS* White

Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe

- Idealer Handschuh der Wahl für Situationen mit geringem Risiko
- Passgenauigkeit und Gefühl mit Latex vergleichbar
- Hervorragender Tragekomfort
- Anatomisches, dünnes Design für besseres Tastempfinden
- Barrierschutz gegenüber Viren
- Puderfrei
- Naturlatexfrei
- Texturierte Fingerspitzen
- Unsteril
- Leichtes Gewicht
- SMARTPULL*-Entnahme



BASICS* Blue & BASICS* White - Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Artikel	Beschreibung	Größe	Verpackung
44749	BASICS* BLUE Untersuchungshandschuhe, blau	XS	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44750	BASICS* BLUE Untersuchungshandschuhe, blau	S	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44751	BASICS* BLUE Untersuchungshandschuhe, blau	M	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44752	BASICS* BLUE Untersuchungshandschuhe, blau	L	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44753	BASICS* BLUE Untersuchungshandschuhe, blau	XL	170 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44740	BASICS* WHITE Untersuchungshandschuhe, weiß	XS	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44741	BASICS* WHITE Untersuchungshandschuhe, weiß	S	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44742	BASICS* WHITE Untersuchungshandschuhe, weiß	M	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44743	BASICS* WHITE Untersuchungshandschuhe, weiß	L	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
44744	BASICS* WHITE Untersuchungshandschuhe, weiß	XL	170 Stück/Box 10 Boxen/Karton

Produktspezifikationen

Breite Handfläche

XS	75 mm
S	85 mm
M	95 mm
L	106 mm
XL	116 mm

Maße Dicke

Mittelfinger	0,07 mm
Handfläche	0,05 mm
Bund	0,04 mm
Durchschnittliche Länge	240 mm

Qualitätsstandards

- Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen gemäß Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Produktklasse: I
- Entspricht EN 455, EN 374 & EN 420
- PPE Kat. I & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln
- Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) < 1,5
- Das Qualitätssystem der Produktionsstätten entspricht ISO 13485 und ISO 9001.

Physikalische Eigenschaften

Vor Alterung

Mittlere Reißkraft bei Versagen 6.0N

Nach Alterung

Mittlere Reißkraft bei Versagen 6.0N

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen

an Ihren Halyard Kundendienst:

Tel: 0800 180 22 98

Fax: 0800 180 22 97

kundendienst@hyh.com

