

STERLING* Nitrile

Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe

**DIE RUNDUM-SORGLOS-
LÖSUNG FÜR NAHEZU
JEDE AUFGABE**



PUDEFREIE STERLING* NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

PACKUNGSINHALT

- 2 Paar in Größe S
- 2 Paar in Größe M
- 2 Paar in Größe L
- 2 Paar in Größe XL

ENTSPRICHT NAHEZU ALLEN ANFORDERUNGEN IN IHRER EINRICHTUNG

- Für geringe bis hohe Flüssigkeitsexposition
- Passung und Gefühl wie Latex
- Hervorragender Tragekomfort
- Hervorragendes Tastempfinden
- Beständige Schutzbarriere
- Puderfrei (1,0 mg/Handschuh) und frei von Naturlatex
- Texturierte Fingerspitzen
- Unsteril
- Mittleres Gewicht
- Auch in 310 mm verfügbar (STERLING* NITRILE-XTRA*)



HALYARD* STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe

Art.	Beschreibung	Größe	Verpackung
13938	STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe	X-Small	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
13940	STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe	Small	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
13941	STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe	Medium	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
13942	STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe	Large	200 Stück/Box 10 Boxen/Karton
13943	STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe	X-Large	170 Stück/Box 10 Boxen/Karton

Produktspezifikationen

Breite Handfläche

X-Small	70 mm
Small	80 mm
Medium	95 mm
Large	110 mm
X-Large	120 mm

Maße Dicke

Mittelfinger	0,09 mm
Mittelfinger	0,08 mm
Bund	0,06 mm
Durchschnittliche Länge	> 240 mm

Physikalische Eigenschaften

Vor Alterung

Mittlere Reißkraft bei Versagen	8.0N
---------------------------------	------

Nach Alterung

Mittlere Reißkraft bei Versagen	8.0N
---------------------------------	------

Qualitätsstandards

- Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen gemäß Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Produktklasse: I
- Entspricht EN 455, EN 374 & EN 420
- PPE Kat. I & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln
- Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) < 1,0
- Das Qualitätssystem der Produktionsstätten entspricht ISO 13485 und ISO 9001.

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an kundendienst@hyh.com, über unsere Website unter www.halyardhealth.de oder durch Ihren Halyard Ansprechpartner.

SMALL

LARGE

* Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von Halyard Health Inc. oder verbundenen Unternehmen.
©2016 HYH. Alle Rechte vorbehalten. HC282-00-DE

